

MEDOVIS

Visionary Medical

Die zeitgemäße Lösung
für eine sichere Kontrolle des
Blutverlustes während der Geburt



KANGAROO DRAPE
mit Blutauffangbeutel

MEDOVIS
Healthcare GmbH
Marktring 6
8523 Frauental a. d.
Laßnitz



medovis.at


KANGAROO DRAPE mit Blutauffangbeutel

2/3 der Müttersterblichkeit tritt aus vermeidbaren Gründen auf. Mit einer Rate von 25% sind postpartale Blutungen die direkte Ursache. Diese können nicht in einem Standard gemessen werden. Zeitaufwendige Messmethoden können nicht angewandt werden.

Das Medovis Kangaroo Drape kann bei äußerlichen Vaginalblutungen, geburtshilflichen und gynäkologischen, chirurgischen Eingriffen, während der Wehen oder nach der Entbindung eingesetzt werden. Die Verwendung eines Partographen, der einen relativ hohen Standard hätte, würde eine einfache, klare, aber signifikante Nachverfolgung bewirken.


Das Produkt beugt Müttersterblichkeit und Morbidität durch postpartale Blutungen vor. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt seine Verwendung. Ärzte von Entbindungskliniken betonen, dass das Medovis Geburtstuch einen dringenden Bedarf decken würde.

- **Schnelle und sichere Kontrolle des Blutverlustes**
- **Einfache und zeitgemäße Anwendung**
- **Von der WHO empfohlen**
- **Auffangbeutel mit Skala**
- **Kalibriert, filtriert und mit einem Abdeckmechanismus versehen. Das Imprägnat bleibt somit trocken.**



Transparenter Blutauffangbeutel mit Skala zur schnellen und einfachen Blutverlustkontrolle.

GEBURTS-OP TUCH mit Blutauffangbeutel



Chirurgische Stoffbasis 95 x 112 cm
Auffangbeutel, Filter und Ventil

Zusammensetzung:
Polyethylen, Biplex

Einzel steril verpackt

Sterilisation: Ethylenoxid
3 Jahre Sterilitätsgarantie,
siehe Verpackungsdatum

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Länge (cm)	Breite (cm)	Stück/Pkg.
2564	Kangaroo Drape	95	112	25